



WIE WÄHLT MAN DIE RICHTIGE MANSCHETTENGROSSE?



Die in der Produktkarte angegebenen Maße beziehen sich **auf die Manschette vor dem Aufpumpen**. Bei der Wahl der richtigen Größe ist zu beachten, dass **die Manschette größer als der Körperumfang sein sollte** – wir empfehlen, dass die Differenz zwischen **5 und 20 cm beträgt**. Nach dem Aufpumpen passt sich die Manschette der Körperform an.



Für einige Modelle sind **Erweiterungsurte erhältlich**, die den Umfang der Manschette um einige zusätzliche Zentimeter vergrößern.



Unsere Berater helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Größe. Messen Sie einfach – je nach Art der Manschette – Ihre Körperumfänge gemäß dem unten stehenden Schema (siehe S. 2) und kontaktieren Sie anschließend unsere Hotline unter der **Nummer +49 30 223 89119**.



Messschema – S. 2

Schema zur Durchführung der Messungen

